



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Levasseur Merrill

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Levasseur Merrill

SKU RM-LMR-25-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Levasseur Merrill	Dimensões / Detalhes: 25 cm de comprimento total, lâmina de canal de osteotomia de 12.5 / 27 mm · Quantidade Incluída: 1	\$69
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual de trânsito · Quantidade Incluída: 1	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Levasseur Merrill é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial indispensável, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e a exposição óssea durante osteotomias verticais intraorais do ramo (IVRO). Projetado com um canal de engate anatômico, este instrumento permite que os cirurgiões envolvam com segurança a borda posterior do ramo ascendente, protegendo os ramos do nervo facial, a artéria maxilar e o tecido parotídeo das serras de osteotomia recíproca.

Construído para alcance intraoral profundo, esta configuração do Afastador Levasseur Merrill apresenta um comprimento total de 25 cm que alcança facilmente campos mandibulares profundos, mantendo as mãos do assistente fora do campo operatório. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora configurações especializadas de parâmetros de osteotomia com métricas dimensionais de 12.5 mm / 27 mm otimizadas para procedimentos no ramo vertical. Seu cabo plano ergonômico fornece alavancagem manual estável durante cortes ósseos exigentes.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Levasseur Merrill para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões bucomaxilofaciais, ortognáticos e reconstrutores faciais em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez

estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest