



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Lifting Cervical Talei "Benetrator 2"

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Lifting Cervical Talei "Benetrator 2"

SKU RM-TNRB2-9IN-1

\$159 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	Longitud total de 9" (22.86 cm), hoja curva ancha, tubo de succión integrado	\$159
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$159

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Lifting Cervical Talei "Benetrator 2" es un instrumento quirúrgico estético avanzado diseñado específicamente para proporcionar una elevación amplia de los tejidos blandos y un manejo continuo de fluidos durante procedimientos de lifting cervical de plano profundo, platismoplastia y submentoplastia. Diseñado con una hoja ancha anatómica, este instrumento permite a los cirujanos plásticos socavar y elevar colgajos cutáneos cervicales gruesos limpiamente del músculo platisma sin comprimir las ramas marginales mandibulares o cervicales del nervio facial.

Construido para resistir ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con una garantía de por vida contra el óxido, esta configuración del Talei Necklift Retractor "Benetrator 2" presenta una longitud total de herramienta de 9 pulgadas (22.86 cm, \$159). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja incorpora un diseño curvo y ancho con un borde plano atraumático que sostiene de forma segura los delicados colgajos vascularizados sin causar necrosis isquémica focal. El diseño de extremo único está integrado en una estructura de agarre angulada junto con un canal de tubo de succión incorporado que elimina instantáneamente la sangre y el humo electroquirúrgico de los túneles submentonianos profundos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Talei Necklift Retractor "Benetrator 2" para cumplir con los más altos estándares de cirugía reconstructiva facial, proporcionando a los quirófanos cosméticos y clínicas de cirugía ambulatoria en todo el mundo una rigidez estructural excepcional,

resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest