



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Cuello Flexible

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Cuello Flexible

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Configuración de 2 dientes — Extremos agudos o romos	RM-FNR-1-1	\$29
Configuración de 3 ramas — Extremos agudos o romos	RM-FNR-1-2	\$34
Configuración de 4 dientes — Extremos agudos o romos	RM-FNR-1-3	\$39

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Cuello Flexible es un instrumento quirúrgico manual adaptable, diseñado específicamente para proporcionar una exposición personalizada de tejidos blandos y la retracción de bordes de heridas en contornos cervicales y faciales complejos. Diseñado con un segmento de cuello semimaleable, este instrumento permite a los cirujanos y asistentes doblar y contornear el vástago intraoperatoriamente para eludir obstrucciones visuales y evitar la aglomeración de instrumentos quirúrgicos en corredores estrechos.

Construido para diversas zonas anatómicas, el Separador de Cuello Flexible cuenta con una longitud total estandarizada de 16 cm que ofrece un control manual equilibrado y una respuesta táctil refinada. El instrumento se fabrica en tres configuraciones de dientes seleccionables: una configuración de 2 dientes (\$29), una de 3 dientes (\$34) y una configuración amplia de 4 dientes (\$39). Cada densidad de dientes es seleccionable con puntas agudas para una fijación firme en capas fasciales densas o puntas romas para proteger de forma segura las estructuras neurovasculares y los bordes cutáneos delicados.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate libre de reflejos, Retractor Maker produce el Separador de Cuello Flexible para resistir flexiones repetitivas y ciclos estándar de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de

otorrinolaringología, cirugía plástica y general en todo el mundo una versatilidad excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest