



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Barsky 鼻用レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Barsky 鼻用レトラクター

SKU RM-BNR-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Barsky 鼻用レトラクター	全長 3 ¾" (9.5 cm)、10 × 55 mm ブレード	\$64
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$64

製品詳細

Barsky 鼻用レトラクターは、鼻形成術や口蓋裂修正術において、愛護的で広い接触面での組織牽引を実現するために設計された、形成・再建外科向けの特殊な手保持式レトラクターです。細長いブレード形状により、鼻壁全体に均一に圧力を分散させ、繊細な剥離操作中の局所的な皮膚虚血や粘膜損傷を防ぎます。

この Barsky 鼻用レトラクターは、繊細な顔面手術用に全長 3 ¾ inches (9.5 cm)、ブレードサイズ 幅 10 mm × 長さ 55 mm に構成されています。広い表面積により、外科チームは鼻翼基部や外側鼻軟骨を確実に挙上でき、手術器具の操作を妨げることなく、下外側鼻軟骨や鼻前庭部のクリアな術野を確保することが可能です。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施しています。Retractor Maker は厳格な臨床基準に従って Barsky 鼻用レトラクターを製造しており、形成外科および耳鼻咽喉科のオペ室において、毎日の手術に使用できる完全オートクレーブ対応・耐腐食性の器具を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest