



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Кольцевой ретрактор для маммопластики с
волоконно-оптическим освещением

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Кольцевой ретрактор для маммопластики с волоконно-оптич еским освещением

SKU RM-RBR-FO-339-1

\$339 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination	Ручной ретрактор для груди, кольцевидное лезвие, встроенный световод
1	Универсальный адаптер для световода	Подключается к стандартным операционным оптоволоконным кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Кольцевой ретрактор для маммопластики с волоконно-оптическим освещением — это высококлассный инструмент для эстетической и реконструктивной пластической хирургии, разработанный специально для сочетания широкой элевации тканей с прямым бестеневым освещением внутри глубоких карманов молочной железы. Направляя высокоинтенсивный свет непосредственно по нижней поверхности лезвия, этот инструмент устраняет оптические тени в субмускулярном и субглангулярном пространствах, позволяя хирургу контролировать полный гемостаз и точность границ кармана.

Созданная для превосходного хирургического доступа при увеличении и реконструкции груди, эта модель Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination (\$339) оснащена анатомически изогнутым кольцевидным лезвием, которое атравматично удерживает паренхиму молочной железы и большую грудную мышцу. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой операционной стали в сочетании с оптическими волокнами с высоким коэффициентом пропускания и оснащен встроенным универсальным адаптером, совместимым со стандартными операционными кабелями света (Storz, Olympus, Wolf, ACMI). Эргономичная рукоятка обеспечивает неустойчивое ручное рычажное усилие для ассистентов.

Retractor Maker производит Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination с антибликовым сатиновым матовым покрытием на всех открытых металлических поверхностях, что позволяет выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает центрам пластической, эстетической и онкологической хирургии груди по всему миру исключительную светопередачу, непревзойденную жесткость конструкции и полную долговечность при стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest