



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Oldberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Oldberg

SKU RM-OR-21-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
13.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-2	\$49
Lâmina de 19.0 mm de Largura	RM-OR-21-1-3	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O afastador Oldberg é um instrumento cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer deslocamento confiável e não traumático de tecidos moles e exposição de margens de feridas durante procedimentos cranianos, espinhais e ortopédicos profundos. Projetado com uma haste alongada e delgada, este afastador permite que os assistentes cirúrgicos mantenham uma contra-tração manual estável sem obstruir o corredor visual direto do cirurgião ou interferir em lupas cirúrgicas e microscópios operatórios.

Construído para se adaptar a variados campos cirúrgicos, este afastador Oldberg mantém um perfil longitudinal uniforme de 21 cm (\$49). Forjado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece três larguras de lâmina exclusivas selecionáveis nos parâmetros de opção: uma lâmina de 13.0 mm de largura com perfil de 3 dentes para fixação fascial focada, uma lâmina de 15.0 mm com perfil de 4 dentes para deslocamento intermediário da margem da ferida, e uma lâmina ampla de 19.0 mm com perfil liso para sustentação atraumática abrangente de tecidos moles. Seu cabo plano ergonômico proporciona alavancagem manual livre de fadiga.

Com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o afastador Oldberg para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para centros de neurocirurgia e coluna em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)