



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Kelly

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Kelly

SKU RM-KLR-26-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
55 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm x 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Kelly es un instrumento quirúrgico clásico para cavidades profundas, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático y amplio de tejidos blandos y la pared abdominal durante procedimientos abiertos mayores. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto que termina en un reborde de retención suave, este separador permite a los equipos quirúrgicos mantener capas musculares pesadas, tejido adiposo y vísceras limpiamente alejados del corredor operatorio.

Construido para un despeje confiable de cavidades profundas, este Separador Kelly mantiene una longitud fija y uniforme de 26 cm que mantiene las manos del asistente fuera del campo quirúrgico. El instrumento ofrece superficies de hoja personalizables seleccionables según los parámetros del menú de compra: 55 mm x 60 mm (\$89), 70 mm x 40 mm (\$94) y un perfil expansivo de 95 mm x 60 mm (\$99), con anchos generales de 2 a 4 cm y longitudes de 5 a 8 cm. Su mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual cómodo y una estabilidad superior durante procedimientos de varias horas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Kelly para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos generales, ginecológicos y ortopédicos de todo el mundo una durabilidad y confiabilidad clínicas inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest