



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пальцевой ретрактор Meyerding Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Пальцевой ретрактор Meyerding Finger Retractor

SKU RM-MFR-178-1

\$39 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	3-зубчатый, острый	Размеры (Длина × Ширина): 9.5 mm × 3.9 mm · Основная клиническая роль: надежная фиксация дермы и поднятие малых кожных лоскутов · Цена (USD): \$39.00
1	Зубчатый профиль	Размеры (Длина × Ширина): 3.1 mm × 6.3 mm · Основная клиническая роль: сфокусированная экспозиция сухожильного влагалища и удержание фиброзных краев · Цена (USD): \$39.00
1	Зубчатый профиль	Размеры (Длина × Ширина): 4.7 mm × 15.8 mm · Основная клиническая роль: промежуточная фасциальная ретракция и реконструкция сухожилий · Цена (USD): \$39.00
1	Тупой профиль	Размеры (Длина × Ширина): 3.1 mm × 9.5 mm · Основная клиническая роль: атравматичная ретракция нервно-сосудистых пучков и экспозиция пальцев · Цена (USD): \$39.00
1	Тупой профиль	Размеры (Длина × Ширина): 6.3 mm × 17.4 mm · Основная клиническая роль: широкое поднятие мягких тканей и экспозиция связок кисти · Цена (USD): \$39.00
1	Защитный чехол / коробка	Размеры (Длина × Ширина): Стандартная транспортная упаковка · Основная клиническая роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пальцевой ретрактор Meyerding Finger Retractor — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения деликатного, исключающего скольжение поднятия кожных лоскутов и ретракции мягких тканей в ходе операций на кисти, пластических и малых общих хирургических процедур. Конструкция с эргономичным стержнем, соединяющим различные рабочие концы, позволяет хирургическим бригадам чисто мобилизовать края кожи и сухожильные влагалища, не вызывая локальных компрессионных повреждений.

Инструмент имеет общую длину 17.8 см (\$39) и предлагается в широком диапазоне конфигураций. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, ретрактор позволяет выбирать профиль стержня (Short, Long или Curved) и обозначение модели среди Styles #1, #2, #3, #4, #5 и #6. Варианты рабочих лопаток включают: 3-зубчатые острые (9.5 × 3.9 mm), зубчатые профили (3.1 × 6.3 mm и 4.7 × 15.8 mm) и тупые профили (3.1 × 9.5 mm и 6.3 × 17.4 mm). Эргономичная рукоятка обеспечивает работу ассистента без утомления рук.

Retractor Maker производит ретрактор Meyerding Finger Retractor с антибликовым сатинированным покрытием, что позволяет выдерживать многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную клиническую долговечность для клиник кистевой хирургии и пластических операций по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest