



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter GYN Magrina Pelvik Cerrahi Ekartör Sistemi

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Bookwalter GYN Magrina Pelvik Cerrahi Ekartör Sistemi

SKU RM-BGMPRS-1

**\$1,499 USD**

## BİLEŞEN LİSTESİ

| ADET | BİLEŞEN                                              | BOYUTLAR / AÇIKLAMA         |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | Field Post (Saha Direği)                             | 12" (30 cm)                 |
| 1    | Post Coupler (Direk Kuplörü)                         | Standart                    |
| 1    | Horizontal Flex Bar (Yatay Esnek Çubuk)              | Standart Çok Eklemlili      |
| 1    | Perineal Ring with Notches (Çentikli Perineal Halka) | 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm) |
| 4    | Rotating Tilt Ratchet (Döner Eğimli Mandal)          | Halka Tutuculu Standart     |
| 2    | Vaginal Lateral Blades (Vajinal Lateral Uçlar)       | 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)      |
| 1    | Deaver Blade (Deaver Ucu)                            | 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)     |
| 1    | Deaver Blade (Deaver Ucu)                            | 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)     |
| 1    | Vaginal Posterior Blade (Vajinal Posterior Uç)       | 1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)    |
| 1    | Sterilization Box (Sterilizasyon Kutusu)             | Koruyucu Kasa               |

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter GYN Magrina Pelvik Cerrahi Ekartör Sistemi, jinekolojik, vajinal ve pelvik cerrahi prosedürler sırasında stabil, eller serbest ekarman sağlamak üzere tasarlanmış, masaya monte edilen kendinden tutmalı bir ekartördür. Modüler çerçevesi, seçilen uçları operasyon alanı etrafında desteklemek için bir saha direği, yatay esnek çubuk, direk kuplörü, çentikli perineal halka ve dönen eğimli mandal mekanizmalarını birleştirir.

Sistem, bir adet 9½" x 14½" çentikli perineal halka ve halka tutuculu dört adet döner eğimli mandal ile yapılandırılmıştır. Birlikte verilen vajinal lateral, Deaver ve vajinal posterior uçlar, cerrahi ekarman gereksinimleri için çeşitli uç konfigürasyonları sunar.

Komple sistem, düzenli depolama ve işleme için özel koruyucu bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Bookwalter GYN Magrina Pelvik Cerrahi Ekartör Sistemi steril olmayan şekilde tedarik edilir; tekrar kullanılabilir ve otoklavlanabilir yapıda tasarlanmıştır. Temizlik ve sterilizasyon, kullanımdan önce sağlık kuruluşunun onaylanmış prosedürlerine göre yapılmalıdır.

Retractor Maker, Bookwalter GYN Magrina Pelvik Cerrahi Ekartör Sistemi'ni doğrudan hastanelere, distribütörlere ve diğer B2B müşterilerine tedarik etmektedir.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest