



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU RM-TDEBR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
23 cm Reichweite — 37×70 mm langes Blatt / 22×54 mm kurzes Blatt — Standardmäßige inframammäre Augmentation und periareoläre Taschendissektion	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") Reichweite — 37×70 mm langes Blatt / 22×54 mm kurzes Blatt — Tiefe subpektorale Taschenbildung, transaxilläre Augmentation und Revisionsmammaplastik	RM-TDEBR-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tebbetts Double-Ended Breast Retractor ist ein spezialisierter, doppelendiger Wundhaken für die ästhetische Chirurgie, der gezielt für die vielseitige Gewebeelevation und Taschenexposition bei Brustvergrößerungen und -rekonstruktionen entwickelt wurde. Ausgestattet mit zwei unterschiedlich gekrümmten Valven an den gegenüberliegenden Enden, ermöglicht dieses Instrument plastischen Chirurgen den mühelosen Wechsel zwischen der Retraktion oberflächlicher Inzisionen und der Exploration tiefer subpektoraler Taschen, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Konzipiert für überlegene prozedurale Agilität, verfügt dieser Tebbetts Double-Ended Breast Retractor über einen speziellen vergoldeten Griff, um die Manövrierbarkeit und die taktile Griffsicherheit bei zeitintensiven Eingriffen zu maximieren. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist das Instrument in zwei Längen erhältlich: eine 23 cm Variante (\$69) für den Standardzugang und eine verlängerte 31 cm (12.25 inches) Variante (\$89) für die Visualisierung tiefer Taschen. Die Abmessungen der doppelendigen Valven umfassen eine größere Valve mit 37 mm Breite × 70 mm Länge an

einem Ende sowie eine kleinere Valve mit 22 mm Breite x 54 mm Länge am anderen Ende, beide konturiert mit glatten, atraumatischen Rändern.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Finish an den Arbeitsenden und einem eleganten vergoldeten Griff, fertigt Retractor Maker den Tebbetts Double-Ended Breast Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige klinische Langlebigkeit für Zentren für ästhetische und rekonstruktive plastische Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest