



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bauer Sigmoid Notch Intra Oral Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bauer Sigmoid Notch Intra Oral Ekartör

SKU RM-BSNIOR-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Işık Yolsüz (Sol veya Sağ)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Fiber Optik Işık Yollu (Sol veya Sağ)	RM-BSNIOR-1-2	\$149

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bauer Sigmoid Notch Intra Oral Ekartör, ortognatik ve rekonstrüktif cerrahi sırasında mandibular ramusun güvenli ve stabil bir şekilde eksize edilmesini sağlamak için özel olarak geliştirilmiş bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Mandibulanın sigmoid çentiğine doğrudan oturacak şekilde konturlanmış anatomik ucu sayesinde cerrahların masseter kasını ve periost zarını kesici aletlerden uzağa güvenle çekmesine olanak tanır.

Prosedürel çok yönlülük için tasarlanan bu Bauer Sigmoid Notch Intra Oral Ekartör, hasta anatomisine uygun olarak Sol ve Sağ yön seçenekleriyle sunulmaktadır. Ergonomik kaldırma gücü ve yorulmadan kontrol imkanı sağlayan içi boş kancalı bir sap ile eşleştirilmiş hafif kavisli bir bıçak yapısına sahiptir. Cerrahlar, standart model (\$79) ile derin intraoral koridorlara gölgesiz aydınlatma sağlayan entegre fiber optik ışık kanallı model (\$149) arasında seçim yapabilirler.

Parlamayı önleyen saten kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Bauer Sigmoid Notch Intra Oral Ekartör'ü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak maksillofasiyal cerrahlara yüksek dayanıklılık ve cerrahi hassasiyet sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest