



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Balfour Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Balfour Baby

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1 jeu (2 valves)	Valves latérales	60 mm de profondeur
1	Valve centrale Balfour	21 mm de large × 24 mm de profondeur
1	Cadre d'écarteur Balfour	125 × 90 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Balfour Baby est un instrument pédiatrique spécialisé conçu pour offrir une exposition atraumatique et fixe dans les champs chirurgicaux néonataux, pédiatriques et abdominaux mineurs. Construit avec des proportions réduites, cet instrument assure une contre-traction constante sans encombrer les espaces anatomiques délicats.

Conçu spécifiquement pour les petits espaces, cet ensemble complet Balfour Baby comprend un cadre agile de 125 × 90 mm, une paire de valves latérales de 60 mm de profondeur et une valve centrale compacte de 21 × 24 mm pour le déplacement ciblé des viscères. La vis papillon à filetage fin du cadre permet aux équipes chirurgicales de contrôler la tension d'écartement par incréments millimétriques, évitant ainsi l'étirement excessif des tissus.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fournit l'écarteur autostatique Balfour Baby non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de protection individuelle, offrant une durabilité clinique exceptionnelle pour les services de chirurgie pédiatrique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest