



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de joues Orringer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de joues Orringer

SKU RM-OCR-4IN-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Orringer Cheek Retractor	Longueur 4" (10.16 cm), largeur 3" (8 cm), fil métallique à ressort autobloquant	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de joues Orringer est un instrument chirurgical buccal, dentaire et maxillofacial essentiel, spécifiquement conçu pour assurer une rétraction bilatérale mains libres des joues et des lèvres lors d'interventions intra-orales. Doté d'un cadre anatomique à ressort, cet instrument maintient automatiquement le vestibule buccal ouvert, éliminant le besoin d'un assistant tout en offrant à l'équipe chirurgicale un champ visuel étendu et statique sur les deux arcades dentaires.

Configuré dans une taille standard équilibrée pour le confort du patient et une maniabilité procédurale maximale, ce modèle Orringer Cheek Retractor présente une longueur totale de 4 pouces (10.16 cm) couplée à une largeur de lame utile de 3 pouces (8 cm) (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa conception autobloquante simple et robuste utilise des boucles en fil métallique lisses et profilées qui soutiennent les commissures labiales en toute sécurité, sans pincer la muqueuse ni provoquer de déchirures tissulaires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de joues Orringer pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une tension de ressort résiliente et une durabilité totale pour les blocs de chirurgie buccale, les centres d'implantologie dentaire et les cliniques de fentes palatines à travers le monde.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest