



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Детский шпатель-ретрактор (Ribbon Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Детский шпатель-ретрактор (Ribbon Retractor)

SKU RM-PRR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Детский шпатель-ретрактор (Ribbon Retractor) — незаменимый гибкий хирургический инструмент, разработанный специально для безопасного атравматичного смещения тканей и защиты внутренних органов в операционных полях у новорожденных и детей. Благодаря высокопластичному плоскому лезвию инструмент позволяет детским хирургам интраоперационно придавать шпателю нужную форму в соответствии с уникальными анатомическими особенностями ребенка, избегая локального компрессионного травмирования деликатных органов.

Серия включает адаптивную матрицу размеров, сочетающую различную длину и ширину лопатки: 17.5 cm (\$44), 20.0 cm (\$49) и 22.0 cm (\$54). Инструменты изготовлены вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных. Хирурги могут выбрать одну из трех рабочих ширин: 8 mm для узких каналов, 10 mm для стандартных неонатальных процедур и 12 mm для более широкого удержания брюшной стенки. Гладкие полированные края предотвращают разрывы серозной оболочки, а пластичный корпус сохраняет заданную форму под противотягой тканей без эффекта пружинения.

Кованный инструмент с антибликовым сатиновым покрытием от Retractor Maker рассчитан на многократные изгибы и циклы стерилизации, обеспечивая центрам детской хирургии и кардиохирургии по всему миру исключительную пластичность, коррозионную стойкость и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest