



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Direct Access Anterior для расширения
бедренного канала

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Direct Access Anterior для расширения бедренного канала

SKU RM-DAABR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Левосторонняя ориентация — 9" (22.86 cm), зеркало 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Правосторонняя ориентация — 9" (22.86 cm), 57 mm лезвие	RM-DAABR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Direct Access Anterior — это специализированный ортопедический инструмент, предназначенный для обеспечения чистого и стабильного отведения мягких тканей и мышц на этапе подготовки бедренной кости при тотальной артропластике тазобедренного сустава прямым передним доступом (DAA). Этот ретрактор, предназначенный для поднятия проксимального отдела бедренной кости в просвет раны, позволяет хирургу выполнять обработку бедренного канала рашпилями без ущемления тканей или повреждения напрягателя широкой фасции бедра.

Созданная для точного рычажного воздействия, данная конфигурация ретрактора Direct Access Anterior имеет общую длину плеча 9" (22.86 cm) (\$99) в сочетании с широким профилем лезвия 57 mm. Его рабочая часть оснащена специальным изогнутым заостренным наконечником, предназначенным для плавного скольжения по костным контурам и надежной фиксации за большим вертелом или шейкой бедра. Хирурги могут выбирать между левой и правой ориентацией инструмента для идеального соответствия хирургическому доступу.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным матовым финишем, ретрактор Direct Access Anterior от Retractor Maker выдерживает огромные крутящие моменты, характерные для ортопедии, и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая хирургам-травматологам по всему миру исключительную долговечность и клиническую

стабильность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest