



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Goodyear Uvula Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Goodyear Uvula Ekartörü

SKU RM-GUR-18-1

\$34 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standart, 15 mm blade	RM-GUR-18-1-2	\$34

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Goodyear Uvula Ekartörü, farengeal ve damak prosedürleri sırasında uvula ve yumuşak damağın güvenli, travmatik olmayan bir şekilde ekartasyonu ve defleksiyonu için özel olarak tasarlanmış bir kulak burun boğaz cerrahi aletidir. Anatomik olarak kavisli distal ucu ile tasarlanan bu alet, KBB cerrahlarının mukoza kıvrımlarını düzgün bir şekilde yerinden oynatarak, doku zedelenmesine veya uvular ödeme neden olmadan posterior farenkse açık bir görüş alanı oluşturmaya olanak tanır.

Olağanüstü ağız içi kontrol için üretilen bu Goodyear Uvula Ekartörü konfigürasyonu, cerrahın ellerini görüş hattının dışında tutarken yeterli erişim ve manevra kabiliyeti sağlayan 18 cm (34) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, uvulayı fokal sıkıştırma yapmadan güvenli bir şekilde kavramak için özel olarak şekillendirilmiş 15.0 mm genişliğinde pürüzsüz bir bıçak profili içerir. Dengeli sap, adenoid ve damak müdahaleleri boyunca cerrahi asistanlara yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Goodyear Uvula Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek KBB ameliyathaneleri, ayakta tedavi klinikleri ve plastik cerrahi merkezlerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest