



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de coussinet adipeux latéral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de coussinet adipeux latéral

SKU RM-LFPR-10IN-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lateral Fat Pad Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale de 10" (25.4 cm), lame courbe polie de 41 mm de large · Quantité incluse : 1	\$84
Gaine / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$84

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de coussinet adipeux latéral est un instrument chirurgical orthopédique indispensable, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement sûr et atraumatique du paquet adipeux infrapatellaire et des tissus synoviaux environnants lors de l'arthroplastie totale du genou. Doté d'une lame large et incurvée, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de maintenir les structures adipeuses à l'écart du compartiment latéral, exposant ainsi le plateau tibial et le ménisque latéral pour la résection.

Conçue pour maximiser le retour tactile et l'efficacité procédurale, cette configuration d'écarteur de coussinet adipeux latéral présente une longueur totale de 10 inches (25.4 cm). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son extrémité travaillante intègre un profil de lame courbe de 41 mm de large avec une surface polie spécifiquement étudiée pour minimiser la friction tissulaire, évitant ainsi le déchirement des lobules adipeux délicats. Le manche robuste offre aux assistants opératoires un levier manuel stable tout au long de la préparation articulaire prolongée.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de coussinet adipeux latéral pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux équipes d'arthroplastie du genou et de reconstruction orthopédique du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest