



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Gorney Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Gorney Rake

SKU RM-GRR-3IN-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
3 in (7.5 cm), 38 mm de largura — Padrão	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm wide	RM-GRR-3IN-1-2	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Gorney Rake é um afastador de cirurgia estética e plástica aclamado internacionalmente, desenvolvido especificamente para fornecer elevação firme e antiderrapante de retalhos cutâneos durante ritidectomia, lifting cervical e procedimentos reconstrutivos de tecidos moles. Projetado com uma cabeça tipo ancinho de 4 dentes, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem contração manual uniforme em grandes planos teciduais, evitando rasgos focais e maximizando a visualização cirúrgica das camadas fasciais subjacentes.

Construída para tecidos maiores que exigem afastamento cuidadoso, esta configuração do Afastador Gorney Rake apresenta um comprimento de lâmina total de 3 inches (7.5 cm, \$49) combinado com uma largura de lâmina expansiva de 38 mm que oferece uma área de contato de superfície estendida. Sua extremidade de trabalho incorpora um layout de 4 dentes com pontas finamente afiadas, projetadas para fixar tecidos dérmicos e subcutâneos densos com segurança, sem deslizar. O cabo contornado proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga durante disseções estéticas prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Gorney Rake para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo aos centros de cirurgia cosmética, plástica e reconstrutiva em todo o mundo uma excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest