



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Blair Parmak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Blair Parmak Ekartörü

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
4-Dişli Küt Uç	RM-BFR-1-1	\$94
4-Dişli Keskin Uç	RM-BFR-1-2	\$94

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Blair Parmak Ekartörü, plastik, rekonstrüktif ve el cerrahisi sırasında hassas, kaymayan yumuşak doku traksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış özelleşmiş bir el tipi cerrahi alettir. Ergonomik dört tırnaklı çalışma ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların hassas kutanöz ve subkutanöz flepleri doku kenarlarını yırtmadan veya ezmeden kavramasına ve kaldırmasına olanak tanır.

Sabit manuel kontrol için tasarlanan bu Blair Parmak Ekartörü konfigürasyonu, optimum mekanik stabilite ve dar cerrahi ceplere erişim sağlayan tek tip 14 cm rijit şaft (\$94) özelliğine sahiptir. Cerrahlar, yoğun bağ dokularında güvenli tutuş için 4 tırnaklı keskin uç düzeni veya hassas nörovasküler yapıları korumak için tasarlanmış 4 tırnaklı küt uç düzeni arasında seçim yapabilirler. 6.0 mm genişliğindeki yassı sapı, uzun operatif prosedürler sırasında konforlu ve yorulmadan kavrama sağlayacak şekilde işlenmiştir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker, Blair Parmak Ekartörünü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek plastik, ortopedik ve dermatolojik cerrahi merkezlerine yüksek korozyon direnci ve güvenilir dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest