



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Obwegeser Kinn-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Kinn-Retraktor

SKU RM-OCR-16-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Obwegeser Kinn-Retraktor	16 cm Gesamtlänge, gebogenes Sattelblatt für das Kinn	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Obwegeser Kinn-Retraktor ist ein international anerkanntes Instrument für die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie sowie die kosmetische Gesichtschirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Weichgewebe entlang der anterioren Mandibulasymphyse bei Genioplastiken entwickelt wurde. Mit seinem gebogenen Sattelblatt, das sicher unter den unteren Rand des Kinns greift, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, den Musculus mentalis sauber von horizontalen Osteotomieschnitten abzuheben und gleichzeitig die bilateralen Mentalnerven zu schützen.

Konzipiert für optimale intraorale Manövrierfähigkeit, weist diese Konfiguration des Obwegeser Kinn-Retraktors eine Gesamtlänge von 16 cm (48.3 cm) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist das Arbeitsblatt so konturiert, dass es sich den knöchernen Konvexitäten des Kinns anpasst, wodurch ein versehentliches Abrutschen des Instruments während Sägeschnitten oder der Schraubenfixierung verhindert wird. Der ergonomische Flachgriff bietet dem chirurgischen Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung ohne Ermüdungserscheinungen bei längeren ästhetischen Rekonstruktionen.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Obwegeser Kinn-Retraktor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Zentren für plastische, MKG- und rekonstruktive Chirurgie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Haltbarkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest