



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Dumbach Mandibular Channel Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dumbach Mandibular Channel Retractor

SKU RM-DMCR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Links gebogen — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Rechts gebogen — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dumbach Mandibular Channel Retractor ist ein spezialisierter maxillofazialer Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Exposition des unteren und hinteren Randes des Ramus mandibulae bei orthognathen und traumatologischen Eingriffen entwickelt wurde. Das Design mit einem gebogenen Rinnen-Arbeitsende, das sicher am kortikalen Knochenrand einhakt, schützt faziale Gefäße und den R. marginalis mandibulae vor rotierenden Bohrern und oszillierenden Sägen.

Diese Konfiguration des Dumbach Mandibular Channel Retractor wurde für tiefen intraoralen Zugang optimiert und verfügt über eine erweiterte Gesamtlänge von 23 cm (\$49). Dieses verlängerte Designprofil ermöglicht den komfortablen Zugang zu tiefen Mandibularfeldern, während die Hände der Assistenz sicher außerhalb des Operationskorridors bleiben. Chirurgen können bei der Bestellung zwischen den Ausrichtungen „links gebogen“ und „rechts gebogen“ wählen, um sie an den jeweiligen chirurgischen Zugang anzupassen. Der ergonomische Griff gewährleistet eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem seidenmattem Finish, produziert Retractor Maker den Dumbach Mandibular Channel Retractor für die Beständigkeit gegen repetitive Sterilisationszyklen. Er bietet Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen sowie plastischen Chirurgen weltweit überlegene Haltbarkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest