



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Greenberg Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Barras Primarias	6" (15 cm) — se monta directamente en los postes rígidos del cabezal
4	Barras Secundarias Flotantes	12" (30 cm) — extiende el perímetro de soporte exterior alrededor de la craneotomía
4	Brazos Flexibles de Retracción Largos	9.5" (24 cm) — brazos de fricción multiarticulados para el posicionamiento de valvas
2	Apoyamanos	10" (25 cm) — proporciona soporte físico para el antebrazo para reducir la fatiga del cirujano
1	Valva de Retracción Cónica	¼" a ¾" (6 mm a 19 mm) — valva extra ancha para retracción cortical extensa
1	Valva de Retracción Cónica	5/32" a 5/8" (4 mm a 16 mm) — valva de ancho medio para acceso lobar y subtemporal
1	Valva de Retracción Cónica	⅛" a ½" (3 mm a 12.5 mm) — valva estándar para corredores interhemisféricos profundos
1	Valva de Retracción Cónica	3/32" a 3/8" (2.4 mm a 9 mm) — valva cónica fina para vías estrechas de base de cráneo
1	Valva de Retracción Cónica	1/16" a ¼" (1.5 mm a 6 mm) — microvalva para retracción nerval/vascular delicada
1	Bandeja de Aluminio para Algodones	3" x 6¾" (7.5 cm x 16.8 cm) — se monta en el marco para organizar los algodones quirúrgicos

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Bandeja de Esterilización	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — bandeja organizadora perforada de alta resistencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Greenberg Retractor es un sistema integral de retracción neuroquirúrgica reconocido mundialmente por proporcionar una exposición modular inigualable y estabilización manos libres durante procedimientos intracraneales profundos. Al fijarse rígidamente a los postes del cabezal, esta estructura de retracción multinivel construye un perímetro de trabajo 3D personalizado directamente alrededor del margen de la craneotomía.

Diseñado para maximizar la precisión microquirúrgica, este sistema completo Greenberg Retractor incluye dos barras primarias de 6 pulgadas, cuatro barras secundarias flotantes de 12 pulgadas, cuatro brazos flexibles articulados de 9.5 pulgadas y dos apoyamanos ergonómicos de 10 pulgadas para estabilizar los antebrazos del cirujano. El sistema está equipado con cinco valvas de retracción cónicas maleables de doble extremo (desde microvalvas de 1.5 mm hasta valvas corticales anchas de 19 mm) y una bandeja de aluminio para algodones quirúrgicos integrada al marco.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Greenberg Retractor de forma no estéril y totalmente autoclavable dentro de una bandeja organizadora de esterilización perforada dedicada de 17" × 10" × 2½", ofreciendo total confianza quirúrgica para operaciones craneales complejas.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest