



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Mollison

SKU RM-MLR-155-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Mollison	Longueur totale de 15.5 cm, 4×4 griffes pointues, verrouillage à crémaillère	\$99
Pochette / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Mollison est un écarteur chirurgical auto-statique reconnu internationalement, conçu spécifiquement pour fournir une rétraction fiable et sans assistance des tissus mous et du périoste lors de mastoïdectomies, thyroïdectomies et procédures crâniennes. Doté de bras divergents incurvés, cet instrument maintient les berges de l'incision ouvertes sous une tension mécanique constante, éliminant la fatigue de l'assistant et gardant le champ visuel libre pour le fraisage à haute vitesse.

Construit selon une configuration standard étudiée pour offrir une répartition équilibrée de la pression mécanique, ce modèle d'écarteur Mollison présente une longueur totale de 15.5 cm (\$99). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la disposition des griffes comprend 4 griffes pointues asymétriques à gauche et 4 griffes pointues à droite (matrice 4×4). Les griffes pointues sont méticuleusement conçues pour saisir les bords cutanés avec fermeté et précision, tandis que la tension équilibrée 4×4 répartit la pression uniformément afin de protéger les tissus mous environnants des traumatismes de compression localisés. La crémaillère mécanique à la base se verrouille en douceur sous contre-traction.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Mollison pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs ORL, aux salles d'opération de neurochirurgie et aux cliniques chirurgicales du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une stabilité mécanique et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest