



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Harvey Jackson Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	28 cm Gesamtlänge, 45 × 32 mm Valven, 3×3 scharfe Zinken — 1	\$229
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$229

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Harvey Jackson Self Retaining Retractor ist ein leistungsstarker Wundspreizer, der speziell für die kraftvolle, freihändige Retraktion von Weichteilen und Muskeln bei tiefen Wirbelsäulen-, orthopädischen und Beckenoperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem robusten mechanischen Rahmen, hält dieses Instrument eine breite, unnachgiebige Exposition über dicke Muskelebenen aufrecht und verhindert die Ermüdung der Assistenten bei umfangreichen Knochendekompressionen.

Diese Konfiguration des Harvey Jackson Self Retaining Retractor bietet eine optimale Oberflächenexposition in tiefen Kavitäten und verfügt über eine Gesamtlänge von 28 cm. Die Arbeitsvalven sind 45 mm tief und 32 mm breit und verfügen über eine 3×3-Anordnung nach außen gebogener scharfer Zinken, die sicher in dichter fibröser Faszie und Muskulatur verankert werden können. Die integrierte mechanische Mehrstufensperre hält die Zielgewebe-Gegenspannung automatisch aufrecht und verhindert so ein versehentliches Abrutschen während langwieriger chirurgischer Eingriffe.

Geschmiedet aus erstklassigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Harvey Jackson Self Retaining Retractor so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er OP-Teams in der Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie und Neurochirurgie weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit und klinische Stabilität.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest