



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Cadre crânien polyvalent Sugita

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cadre crânien polyvalent Sugita

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Support Smart Fix C	Châssis de serrage en C rigide reliant le cadre de base à la table d'opération
1	Joint de boîte Smart Fix	Bloc de connexion articulé comprenant 2 vis de fixation dédiées
1	Manchon d'arrêt Smart Fix	Collier de guidage de verrouillage empêchant le déplacement axial du cadre
1 Set	Broche crânienne Smart Fix, Standard	Broche de fixation crânienne conique pour craniotomie adulte standard
1 Set	Broche crânienne Smart Fix, Longue	Broche de fixation crânienne étendue pour les profils osseux calvariens épais
1	Unité de base flexible	Base d'articulation multi-articulée reliant les fixations de table
1	Unité de cadre	Arc structurel principal semi-circulaire offrant un montage d'accessoires à 360°
1 Set	Rétracteurs à crochet de scalp à ressort	Rétracteurs de marge de scalp à tension élastique pour un maintien hémostatique
1	Ajusteur de crochet à ressort	Mécanisme de cadran de tension contrôlant la traction du crochet à scalp
1 Set	Ajusteur de glissière de rétracteur II	Support coulissant de micro-avancement de précision pour spatules cérébrales

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Repose-main (Central)	Stabilisateur ergonomique de l'avant-bras et du poignet pour le microchirurgien
1	Repose-main D	Barre de support anatomique de l'avant-bras droit
1	Repose-main G	Barre de support anatomique de l'avant-bras gauche
1	Repose-main réglable avec vis à dôme	Repose-main articulé avec serrage sphérique à verrouillage par dôme
1	Repose-main réglable avec glissière	Repose-main coulissant longitudinal pour des angles opératoires variables
1	Réceptacle d'instruments	Plateau de support stérile pour les canules d'aspiration et les micro-instruments
1	Plaque de coton	Plateforme de préparation pour les compresses neurochirurgicales et les cotonoides
1	Ajusteur de plaque de coton	Bras de positionnement articulé pour la plateforme de cotonoides
1	Fixation pour sous-trou	Support de montage auxiliaire pour les rétracteurs cérébraux périphériques
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de transport organisationnel sur mesure en aluminium/Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le cadre crânien polyvalent Sugita est un système de fixation crânienne neurochirurgicale et de rétraction microchirurgicale de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une immobilisation rigide du crâne et une rétraction cérébrale multi-vectorielle lors de craniotomies ouvertes complexes et de procédures de la base du crâne. Conçu pour être monté solidement sur les rails de la table d'opération, ce cadre crânien établit un périmètre semi-circulaire ultra-stable autour du champ opératoire, permettant aux neurochirurgiens de positionner des micro-spatules délicates, des crochets à scalp et des repose-physiologiques avec une stabilité mécanique absolue sous les microscopes opératoires.

Construit selon les spécifications cliniques, cet ensemble complet de cadre crânien polyvalent Sugita (4 999 \$) intègre une suite modulaire étendue de 21 composants conçue pour une polyvalence opératoire complète. Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'architecture principale comprend une unité de base flexible et une unité de cadre rigide associées à un support Smart Fix C, un joint de boîte Smart Fix (y compris 2 vis de fixation), un manchon d'arrêt Smart Fix, et des broches crâniennes standard et longues pour un positionnement antidérapant des broches crâniennes. L'ensemble de manipulation microchirurgicale comprend des repose-mains gauche et droit, des repose-mains réglables avec des vis à dôme et des glissières, des réceptacles d'instruments, des plaques de coton avec des ajusteurs, des rétracteurs à crochet de scalp à ressort avec des ajusteurs, un accessoire pour sous-trou et des mécanismes d'ajusteur de glissière de rétracteur II, le tout logé dans une boîte de stérilisation robuste dédiée.

Forgé avec une finition mate satinée anti-reflet, Retractor Maker fabrique le cadre crânien polyvalent Sugita pour résister aux cycles d'autoclave hospitaliers répétitifs, offrant aux centres neurochirurgicaux, aux suites de traumatismes crâniens et aux instituts de la base du crâne du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest