



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Jackson 腔レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson 膕レトラクター

SKU RM-JVR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54

製品詳細

Jackson 膕レトラクターは、膕壁および骨盤底の安全かつ広範囲な組織変位を提供するために特別に設計された、不可欠な婦人科手術器具です。解剖学的に湾曲した凹面ブレードにより、外科医は後膕壁をスムーズに圧迫し、局所的な粘膜損傷を引き起こすことなく、子宮頸部および円蓋部への広大な視覚的通路を確立できます。

臨床的な適応性を考慮して構築されたこの Retractor Maker モデルは、全長 18 cm の固定フレームワークを維持しながら、構成メニューから複数のモデルサイズと動的なブレード面積を選択可能です。外科医は、3つの標準化されたブレード寸法（75 mm × 38 mm (\$44)、90 mm × 38 mm (\$49)、およびサイズ #1 とサイズ #2 に分類される 100 mm × 38 mm (\$54) の拡張プロファイル）から選択できます。人間工学に基づいた角度のドロップハンドルは、長時間の骨盤再建術において、介助者に安定した疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射のないサテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で鍛造された Retractor Maker の Jackson 膕レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の産婦人科および泌尿婦人科チームに、卓越した耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest