



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Tecidos Moles Sailer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Tecidos Moles Sailer

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 15 cm, lâmina 7×25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Padrão — 15 cm, lâmina de 10×35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Médio-Grande — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Grande — 15 cm, lâmina de 14×70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
Extra Grande — 15 cm, 16×80 mm lâmina	RM-SSTR-15-1-5	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Tecidos Moles Sailer é um afastador cirúrgico essencial para cirurgia oral, bucomaxilofacial e plástica facial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e atraumático de tecidos moles em corredores cirúrgicos estreitos. Projetado com uma extremidade de trabalho curva e ultra-suave, este instrumento permite que os cirurgiões afastem margens mucosas, bochechas e retalhos periosteais de forma limpa, longe de brocas de corte ósseo e osteótomos, sem causar contusões ou lacerações localizadas.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos, esta configuração do Afastador de Tecidos Moles Sailer apresenta um comprimento total da ferramenta de 15 cm (\$44), otimizado para manobras em espaços confinados. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora uma configuração de lâmina única lisa, projetada para evitar traumas desnecessários durante a manipulação de tecidos moles. Seu cabo plano ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável durante procedimentos prolongados.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Tecidos Moles Sailer para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para salas de cirurgia oral, clínicas de implantes dentários e centros bucomaxilofaciais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest