



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kanca Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kanca Ekartör

SKU RM-HKR-165-1

\$14 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
1 Dişli (Tek Çengel) — Keskin veya Künt Uçlu	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Dişli — Keskin veya Künt Uçlu	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Dişli — Keskin veya Künt Uçlu	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Dişli — Keskin veya Künt Uçlu	RM-HKR-165-1-4	\$20

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kanca Ekartör, genel, plastik ve rekonstrüktif prosedürlerde hassas, kaymayan deri flebi kaldırma ve yüzeysel yara kenarı ekspozisyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir manuel cerrahi ekartördür. Kavisli kanca dişleri ile tasarlanan bu alet, cerrahların hassas doku kenarlarını ezmeden kutanöz ve subkutanöz tabakaları güvenli bir şekilde kavramasına olanak tanır.

Tam prosedürel uyumluluk için üretilen bu Kanca Ekartör, dengeli manuel kontrol ve hassas taktıl geri bildirim sağlayan 16.5 cm sabit toplam uzunluğa sahiptir. Alet, dört farklı diş kombinasyonu ile son derece özelleştirilebilir: 1 Dişli (Tekli Kanca, \$14), 2 Dişli (\$16), 3 Dişli (\$18) ve 4 Dişli (\$20). Cerrahlar, sıkı ve kaymasız dermal kavrama için Keskin uçları veya hassas yumuşak doku tabakaları ile vasküler planlarda yapısal travmayı en aza indirmek için Künt uç stillerini seçebilirler. Ergonomik düz sap, asistanlar için yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas işlenen Retractor Maker üretimi Kanca Ekartör, yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve dünya çapındaki ameliyathaneler ile poliklinikler için tam otoklav dayanıklılığı sunarak tekrarlayan

hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest