



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses

**SKU** RM-CNR4BP-1

**\$44 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                           | SKU / DÉTAILS                                             | PRIX (USD) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses | Longueur 6" (15.0 cm), tête de 10,0 mm, 4 griffes mousses | \$44       |
| Étui de protection / Boîte                | Emballage de transport individuel                         | \$44       |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses est un instrument fondamental de rhinoplastie et de septoplastie, conçu spécifiquement pour assurer une exposition large et atraumatique des tissus mous du vestibule nasal et du septum. Équipé d'extrémités mousses soigneusement polies, cet instrument permet aux chirurgiens de rétracter les muqueuses délicates et les berges cutanées sans provoquer de perforations localisées ou de déchirures.

Conçue pour un contrôle intranasal raffiné, cette configuration de l'écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses présente une longueur totale de 6 pouces (15.0 cm) et un profil de tête de 10,0 mm de large. La disposition à 4 griffes intègre des griffes extérieures évidées uniques, spécifiquement étudiées pour offrir une rétraction sélective et personnalisée tout en épousant la courbe anatomique du rebord alaire. Son manche ergonomique plat assure une prise en main manuelle stable et antidérapante qui minimise la fatigue de la main lors des dissections prolongées.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée anti-reflets, Retractor Maker fabrique l'écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses selon des normes cliniques strictes, garantissant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie plastique et ORL du monde entier.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest