



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель для сигмовидной вырезки с
волоконно-оптическим световодом

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширител ь для сигмовидной вырезки с волоко нно-оптическим световодом

SKU RM-SNRFOG-22-1

\$139 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	Длина 22 cm, лопатка 9.5 / 16 mm, фиброоптический канал
1	Универсальный адаптер для светового кабеля	Для подключения к стандартным операционным фиброоптическим кабелям
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель для сигмовидной вырезки с волоконно-оптическим световодом представляет собой премиальный стоматологический и челюстно-лицевой хирургический инструмент с подсветкой, специально разработанный для защиты кости и обеспечения прямого бестеневого освещения вдоль верхней ветви нижней челюсти. Предназначенный для фиксации за сигмовидную вырезку, этот инструмент направляет интенсивный свет в глубокие подвисочные и субмассетерные пространства, позволяя хирургам выполнять вертикальную остеотомию с абсолютной анатомической точностью.

Данная конфигурация Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide общей длиной 22 cm (\$139) обеспечивает оптимальный баланс между глубиной доступа и мануальным контролем. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой операционной нержавеющей стали с пожизненной гарантией от коррозии. Рабочая лопатка имеет вогнутый профиль 9.5 mm / 16 mm с геометрией полностью изогнутого кончика для надежной фиксации на кортикальной кости. Встроенная осветительная система включает фиброоптический канал с универсальным разъемом, совместимым со стандартными источниками света (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), что исключает появление теней в глубоких интраоральных зонах.

Retractor Maker выпускает этот ранорасширитель с антибликовым сатинированным матовым покрытием металлических поверхностей. Изделие выдерживает высокочастотные циклы автоклавирования, обеспечивая отделениям ортогнатической, травматологической и черепно-лицевой хирургии исключительную оптическую четкость, жесткость конструкции и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest