



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Wallace Knee Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wallace Knee Retractor

SKU RM-WKR-5IN-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Wallace Knee Retractor	全長5" (12.7 cm)、2アーム式自動保持フレーム、スクリューロックギア	\$79
保護スリーブ / ボックス	個別配送用パッケージ	\$79

製品詳細

Wallace Knee Retractorは、膝関節切開術および関節再建術において、軟部組織や関節包を確実にかつハンズフリーで変位させるために設計された、整形外科用特殊開創器です。調整可能な2アームの Spredder 機構により、切開縁と関節周囲組織を一定の機械的張力で保持します。これにより、助手の疲労を軽減しつつ、関節腔内の広い視界を維持することが可能です。

本製品は、劣化することなく高頻度のオートクレーブ滅菌に耐えるよう設計されており、全長は5インチ（12.7 cm、\$79）です。耐食性に優れたプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を手作業で加工しています。構造的特徴として、中央のスクリューロックギアによって制御される2アーム式の自動保持レイアウトを採用しており、滑ることなくアームを滑らかに開き、微調整した位置で確実にロックできます。先端部は鈍的な曲線形状となっており、局所的な圧迫損傷を与えることなく関節包の縁を安全に保持します。

Retractor Makerは、手術ライトの反射を抑えるサテンマット仕上げを施し、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えうるWallace Knee Retractorを製造しています。世界中の膝関節形成術ユニット、スポーツ整形外科、整形外科外傷手術室に、優れた機械的安定性、耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest