



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Anterior Femoral Condylar Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Anterior Femoral Condylar Ekartör

SKU RM-AFCR-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Anterior Femoral Condylar Ekartör	5" (12.7 cm) uzunluk, 45 mm pencere tırtıklı bıçak	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Anterior Femoral Condylar Ekartör, primer ve revizyon diz artroplastisi sırasında distal femurun optimal anterior ekspozisyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış hassas bir ortopedik cerrahi ekartördür. Anterior kortekse sıkıca ankraj yaparak, bu alet çevre bağlara aşırı stres bindirmeden kuadriseps kas dokusunu ve ekstansör mekanizmayı yerinden uzaklaştırır.

Üstün intraoperatif ergonomi için tasarlanan bu Anterior Femoral Condylar Ekartör konfigürasyonu, 5 inç (12.7 cm) toplam uzunluğa ve 45 mm genişliğinde bir çalışma ucuna sahiptir. Bıçak, uzun eklem rekonstrüksiyonları sırasında asistan el yorgunluğunu minimize etmek amacıyla aletin toplam ağırlığını azaltan açılı, pencere- (fenestre)
 bir geometriye sahiptir. Bıçak ucu boyunca uzanan belirgin çapraz dişler, karşı tansiyon altında ekartörün kemikli femoral kondilden kaymasını önleyerek gelişmiş doku traksiyonu sağlar.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Anterior Femoral Condylar Ekartör'ü yüksek mekanik kaldırma gücüne ve tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek eklem rekonstrüksiyon ekiplerine güvenilir dayanıklılık ve performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest