



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU RM-FFOFLR-1

\$99 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	Длина 4 ¼" (108 mm), лезвие 22 mm, оптоволоконный жгут
1	Universal Light Cable Fitting	Адаптер для подключения к стандартным осветительным кабелям
1	Protective Sleeve / Box	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor — это первоклассный инструмент для эстетической хирургии с подсветкой, разработанный специально для эффективной элевации фасциальных лоскутов в сочетании с прямым бестеневым оптическим освещением во время ритидэктомии. Направляя холодный свет в глубокие хирургические туннели под кожным лоскутом, этот инструмент освещает тонкие анатомические плоскости, позволяя хирургам уверенно проводить диссекцию, защищая ветви лицевого нерва и поверхностные сосуды.

Данная модель Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor, предназначенная для точного отведения лоскутов и очистки полостей, имеет общую длину 4 ¼ дюйма (108 mm, \$99) и лезвие шириной 22 mm. Слегка изогнутая поверхность лезвия равномерно распределяет тягу по тканям, предотвращая очаговые компрессионные повреждения. Встроенный оптоволоконный жгут оснащен универсальным креплением, совместимым со стандартными кабелями (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), что обеспечивает легкое подключение к источникам света в операционной.

Изготовленный компанией Retractor Maker из медицинской нержавеющей стали и оптического волокна с высокой пропускной способностью и антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Ferreira Fiber Optic

Face Lift Retractor соответствует строгим клиническим допускам, обеспечивая исключительную долговечность, оптическую чистоту и полную устойчивость к автоклавированию для центров пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest