



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Acétabulaire à Double Pointe Étroite

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Acétabulaire à Double Pointe Étroite

SKU RM-ARNDP-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Étroit — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standard — 44 mm lame	RM-ARNDP-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur acétabulaire à double pointe étroite est un écarteur chirurgical orthopédique haute performance conçu pour offrir un accès visuel exceptionnel à l'acétabulum lors d'une arthroplastie totale de la hanche ou d'une chirurgie reconstructrice. En ancrant ses deux pointes solidement contre la marge acétabulaire ou l'ischium, cet instrument permet aux équipes chirurgicales d'écarter le fémur et la musculature environnante avec un levier mécanique puissant.

Conçu pour une stabilité peropératoire robuste, cette configuration d'écarteur acétabulaire présente une tige allongée de 12 ½-inch (31.75 cm) qui maintient les mains de l'assistant à l'extérieur du champ visuel direct. L'instrument est disponible en deux largeurs de lame spécialisées — 32 mm et 44 mm — dotées d'un col incurvé et de doubles pointes étroites qui s'engagent fermement dans l'os sans glisser ni traumatiser les faisceaux neurovasculaires adjacents.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur acétabulaire à double pointe étroite pour supporter un couple orthopédique élevé et des cycles de stérilisation à la vapeur répétés, offrant aux équipes de reconstruction articulaire une fiabilité clinique durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest