



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Finochietto (Modif) Kaburga Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto (Modif) Kaburga Ekartörü

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Aerodinamik Yatay Raylı Çerçeve	Derin erişimli manuel genişletmeyi destekleyen düz sürgülü ray (120 mm açıklık)
2 (Sabit Çift)	Sabit Kavisli Bıçaklar	Kaburga yüzeylerine uygun 14 mm x 15 mm pencereci lateral bıçaklar
1	Döner Vidalı Kilit Tertibatı	Optimum cerrahi retraksiyonu sabitlemek için sıkma dişlisi
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için hafif doku yayma kolları
1	Koruyucu Saklama Kabı / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Finochietto (Modif) Kaburga Ekartörü, anterior ve lateral torakotomi prosedürleri sırasında güvenli, kademeli kaburga ayrımı ve göğüs duvarı ekspozisyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir torasik cerrahi retractor'dur. Sabit pencereci lateral bıçaklarla tasarlanan bu modifiye enstrüman, cerrahların hassas kaburga yapıları üzerinde kalibre edilmiş mekanik yayılma kuvvetleri uygulamasına olanak tanıyarak kemik kırıklarını önlerken plevral boşluğa istikrarlı ve engelsiz bir görsel koridor sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Finochietto (Modif) Kaburga Ekartörü konfigürasyonu (\$299), 120 mm maksimum genişletme kabiliyetine kadar derin erişimli manuel genişletmeyi destekleyen düz bir kızığa sahip aerodinamik yatay bir ray çerçevesine sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen 14 mm x 15 mm sabit kavisli bıçaklar, kaburga yüzeylerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; bu da onları hassas kemikler ve pediatrik veya ince yapılı yetişkin torasik kafesleri için

ideal kılar. Döner vidalı kilit tertibatı sıkma dişlisi optimum cerrahi retraksiyonu sabitlerken, iki ergonomik forseps uzatma kolu kullanıcı yorgunluğunu azaltır.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Finochietto (Modif) Kaburga Ekartörünü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki kardiyotorasik birimlere, travma merkezlerine ve pediatrik torasik ameliyathanelere olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest