



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separación para Cirugía General Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Separación para Cirugía General Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Soporte StrongArm PLUS de montaje superior	Ajustable en altura / Articulado
1	Abrazadera de riel reforzada	Compatible con riel de mesa
2	Mecanismos de cremallera	Estándar no basculante
6	Mecanismos de cremallera basculante	Multiangular
1	Anillo segmentado	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anillo segmentado	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valvas Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Estándar
1	Valva maleable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valvas maleables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva maleable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de separación para cirugía general Bookwalter StrongArm es un sistema autoestático montado sobre el soporte StrongArm PLUS. El soporte se ancla a la mesa de operaciones y sostiene el marco de separación, proporcionando una exposición quirúrgica estable y manos libres durante procedimientos de cirugía general abierta.

El sistema de montaje consta de un soporte StrongArm PLUS de montaje superior articulado y ajustable en altura, y una abrazadera de riel reforzada compatible con el riel de la mesa. Se suministran dos anillos segmentados — 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) y 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) — para que el marco pueda dimensionarse y reconfigurarse según la longitud de la incisión.

Dos mecanismos de cremallera estándar fijos y seis cremalleras basculantes multiangulares sujetan cada valva a la profundidad y ángulo requeridos. El complemento de valvas incluye una valva Balfour, cuatro valvas Kelly en longitudes de 3", 4", 5" y 6", una valva Harrington, una valva Gelpi y cuatro valvas maleables en tamaños de 3" × 6", 2" × 6" y 1½" × 6", cubriendo una amplia gama de exposiciones en cirugía general.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El sistema Bookwalter StrongArm es nuevo, reutilizable y totalmente autoclavable, y se suministra no estéril; la limpieza y esterilización deben seguir los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. Se suministra en una caja de esterilización para un almacenamiento y procesamiento organizados. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán, y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores, con una cantidad mínima de pedido de un juego completo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest