



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Tebbetts

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Separador Mamario Tebbetts

**SKU** RM-TBR-64-1

**\$64 USD**

## TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                                                                                     | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 9 cm x 24 mm — Con Dientes o Sin Dientes — Acceso inframamario, disección de bolsillo periareolar                   | RM-TBR-64-1-1  | \$64         |
| 15 cm x 24 mm — Con Dientes o Sin Dientes — Creación de bolsillo subpectoral profundo y aumento mamario transaxilar | RM-TBR-64-1-2  | \$64         |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Mamario Tebbetts es un retractor de cirugía plástica estética aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación precisa del tejido y visualización del bolsillo durante el aumento de mamas y mamoplastias. Diseñado con un perfil de hoja curvo y cónico, este instrumento permite a los cirujanos disecar y elevar el músculo pectoral mayor con nitidez, estableciendo un bolsillo quirúrgico sin obstáculos para la inserción de prótesis mamarias.

Construido para ofrecer una excelente durabilidad estructural y garantía de por vida contra el óxido, esta serie de Separadores Tebbetts (\$64) es altamente personalizable mediante múltiples tamaños de hoja y configuraciones de borde terminal. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece dos dimensiones de hoja: un diseño de 9 cm x 24 mm para incisiones inframamarias estándar, y un diseño extendido de 15 cm x 24 mm para la disección profunda del bolsillo subpectoral. Los cirujanos pueden seleccionar entre un perfil con dientes (With Teeth), diseñado para asegurar un agarre óptimo del tejido y prevenir deslizamientos intraoperatorios, o un perfil sin dientes (Without Teeth / Smooth End), diseñado para una manipulación de tejidos blandos segura y extra-atraumática. Su mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antideslumbrante, Retractor Maker fabrica el Separador Mamario Tebbetts para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía plástica, estética y reconstructiva oncológica de todo el mundo una fiabilidad estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest