



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Beckmann Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Beckmann Adson

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
25 mm Perfil da Haste	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Perfil da Haste	RM-BASRR-1-2	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Beckmann Adson é um afastador cirúrgico de alta resistência, desenvolvido especificamente para fornecer retração muscular de ampla superfície sem o uso das mãos durante procedimentos espinhais e suboccipitais profundos. Projetado com uma estrutura alongada de 31 cm, este instrumento permite que os cirurgiões mantenham corredores de trabalho profundos enquanto mantêm os cabos da cremalheira fora da linha direta de visão cirúrgica.

Construído para máximo engajamento tecidual sob forte tensão mecânica, este modelo Retractor Maker apresenta uma matriz expansiva de 5×4 dentes que distribui as forças de tração uniformemente através de planos musculares densos para evitar lacerações localizadas. Os cirurgiões podem selecionar entre dentes agudos para fixação fascial firme ou dentes rombos para proteger tecidos neurovasculares, combinados com perfis de diâmetro de haste de 25 mm (\$49) ou 44 mm (\$59). Seu mecanismo de cremalheira com anéis de dedo trava com segurança em incrementos micro-ajustáveis.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Autoestático Beckmann Adson para suportar forte contra-tração, proporcionando aos departamentos de coluna, ortopedia e neurocirurgia durabilidade confiável e total compatibilidade com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest