



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

US Army Ekartör, İkili Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



US Army Ekartör, İkili Set

SKU RM-USAR-SET-21-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
US Army Ekartörler	21 cm toplam uzunluk, çift uçlu 38×22 mm ve 41×25 mm uçlar	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart nakliye ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

US Army Ekartör, İkili Set; genel cerrahi, ortopedi ve plastik cerrahi prosedürleri sırasında çok derinlikli yara kenarı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş eşleştirilmiş bir cerrahi alet setidir. Merkezi pencereci bir sapın zıt uçlarında farklı dik açılı bıçaklarla tasarlanan bu ekartörler, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden yüzeysel deri altı doku ekartasyonu ile daha derin kas elevasyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Paslanma ve malzeme kusurlarına karşı ömür boyu garanti ile sunulan bu US Army Ekartör, İkili Set kiti, 21 cm (\$49) sabit uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde malzemelerden el işçiliği ile üretilen set, sipariş konfigürasyonları üzerinden seçilebilen üç farklı temel malzeme bileşimi ile yüksek oranda özelleştirilebilir. Çift uçlu bıçak mimarisi, 38 mm uzunluk x 22 mm genişliğindeki Küçük Uç ile 41 mm uzunluk x 25 mm genişliğindeki Büyük Uç'u bir araya getirir; her iki uç da doku kaymasını ve lokal morarmayı önleyen pürüzsüz atravmatik dudaklarla konturlanmıştır.

Parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, US Army Ekartör, İkili Set ürününü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki polikliniklere, travma ameliyathanelerine ve cerrahi merkezlere olağanüstü yapısal sertlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest