



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mamário Marx

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mamário Marx

SKU RM-MBR-27-1

\$119 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Mamário Marx	Dimensões / Detalhes: 27 cm de comprimento total, lâmina curva de 30 x 125 mm · Quantidade Incluída: 1	\$119
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual para transporte · Quantidade Incluída: 1	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mamário Marx é um afastador de cirurgia mamária estética e oncológica aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer elevação tecidual ampla e atraumática e visualização da loja durante procedimentos de mamoplastia e mastectomia. Projetado com um perfil de lâmina curva alongada, este instrumento permite que os cirurgiões elevem o músculo peitoral maior e o parênquima mamário de forma limpa, estabelecendo uma loja de trabalho expansiva para inserção de próteses de silicone ou colocação de expansores de tecido.

Construído para maximizar a alavancagem e reduzir a fadiga manual do usuário, esta configuração do Afastador Mamário Marx apresenta um comprimento total da ferramenta de 27 cm (\$119). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para fornecer resistência duradoura e resistência à corrosão, sua extremidade de trabalho incorpora uma lâmina de 30 mm de largura por 125 mm de comprimento, especificamente contornada para suportar curvas de tecidos moles de forma atraumática. O design ergonômico do cabo garante que os assistentes cirúrgicos mantenham a contra-tração sustentada sem tensão no pulso durante procedimentos reconstrutivos prolongados.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Mamário Marx para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando alta resistência à corrosão, rigidez

estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros de cirurgia estética, plástica e reconstrutiva em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest