



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Rose de Ponta Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Rose de Ponta Dupla

SKU RM-RRDE-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm dentes rombos	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm dentes rombos	RM-RRDE-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Rose de Ponta Dupla é um afastador cirúrgico versátil de extremidade dupla, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e atraumático das margens da ferida e a elevação de tecidos moles durante procedimentos cirúrgicos gerais, plásticos e pediátricos. Projetado com lâminas de garras rombas contrastantes em extremidades opostas de uma haste central curva, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre diferentes profundidades de incisão sem a necessidade de trocar de instrumentos.

Construída com alta resistência à tração e superior resistência à corrosão, esta série de Afastador Rose de Ponta Dupla é oferecida em dois comprimentos totais: 5 polegadas (12,7 cm, \$44) e 5 ½ polegadas (13,97 cm, \$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria estrutural incorpora uma estrutura de chassi sólido curvo de extremidade dupla, apresentando dimensões de ponta de trabalho integradas de 11,5 mm × 12 mm em uma extremidade e 10 mm × 14,5 mm na extremidade oposta. As garras rombas lisas e arredondadas protegem o frágil tecido subcutâneo contra lacerações.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Rose de Ponta Dupla para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de cirurgia, centros cirúrgicos

ambulatoriais e clínicas de trauma em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)