



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Breast Engler Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Breast Engler Ekartör

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Breast Engler Retractor	Entegre fiber optik demetli 65 x 12 mm bıçak
1	Evrensel Işık Kablosu Bağlantı Parçası	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Breast Engler Retractor, estetik ve rekonstrüktif meme cerrahisi sırasında üstün cep görselleştirmesi ve nazik parankimal elevasyon sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir aydınlatmalı cerrahi ekartördür. Entegre fiber optik demeti ile tasarlanan bu alet, hantal harici kafa lambalarına ihtiyaç duymadan, soğuk ve gölgesiz aydınlatmayı doğrudan derin subglandüler ve subpektoral düzlemlere yansıtır.

Hassas meme anatomisine uyum sağlayacak şekilde üretilen bu Breast Engler Retractor konfigürasyonu, hassas işlenmiş 65 mm uzunluğunda ve 12 mm genişliğinde bir bıçak profiline (\$139) sahiptir. Dar ve uzun yapısı, minimal inframamariyal veya periareolar insizyonlardan zahmetsizce geçerken, pektoral kas fleplerini kaldırmak için tavizsiz mekanik kaldırma gücü sağlar. Evrensel fiber optik konektör, standart ameliyathane ışık kaynağı kablolarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak çok yönlü klinik bağlantı sağlar.

Medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten kaplamalı yüksek geçirgenlikli optik cam fiberlerden üretilen Retractor Maker, Breast Engler Retractor ürününü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak kozmetik, plastik ve onkolojik meme cerrahilerine yüksek dayanıklılık ve cerrahi netlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest