



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

コッヘル・ランゲンベック開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



コッヘル・ランゲン ベック開創器

SKU RM-KLR-GEN-1

\$44 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ナローブレード (例: 25×6, 35×8 mm)	全長・ハンドル: 20.3 or 22 cm (指かけ/中空)・主な用途: 甲状腺、腱、および小手術におけるピンポイントの牽引・価格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ミディアムブレード (例: 28×15, 41×14 mm)	全長・ハンドル: 20.3 or 22 cm (指かけ/中空)・主な用途: 標準的な虫垂切除、ヘルニア、整形外科の関節アプローチ・価格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ディープブレード (例: 70×14, 80×16 mm)	全長・ハンドル: 20.3 or 22 cm (指かけ/中空)・主な用途: 深部の筋肉保持、骨盤または股関節再建の術野展開・価格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	保護スリーブ/ボックス	全長・ハンドル: 標準輸送用パッケージ・主な用途: —・価格 (USD): 込

製品詳細

コッヘル・ランゲンベック開創器は、一般外科、整形外科、形成外科において、安全で非外傷的な軟部組織および筋肉の牽引を実現する手持ち式開創器として世界中で不可欠な存在です。先端が下向きの保持リップで終わる直角の細長いブレードを備えており、術者が筋層や創縁を滑らせることなく、また局所的な組織虚血を引き起こすことなく確実に牽引できるように設計されています。

あらゆる術式への適応性を考慮し、本シリーズはプレミアムなドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされています。全長は 20.3 cm (\$44) と 22 cm (\$49)（標準フレーム 215 mm）の2種類から選択可能です。シャフト長（10 cm、12 cm、14 cm）に加え、クラシックな指かけ型ハンドル、または長時間の長時間手術での疲労を軽減する軽量な中空ハンドルのいずれかをカスタマイズできます。ブレードのラインナップは、15 × 85 mm から 80 × 16 mm まで、20種類の標準寸法を網羅しています。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Makerのコツヘル・ランゲンベック開創器は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の手術室に卓越した耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest