



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Bookwalter Retractor

SKU RM-BR-1

\$1,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Горизонтальная штанга Bookwalter	Стандартная
1	Соединитель стойки Bookwalter	Стандартный
1	Гибкая штанга Bookwalter	Диаметр 1" (2.5 cm)
2	Зажимы Bookwalter стандартные	Фиксированные
5	Зажимы Bookwalter поворотные	Многопозиционные
1	Кольцо Bookwalter овальное, среднее	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Кольцо Bookwalter сегментированное, среднее	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Зеркала Bookwalter Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Зеркало Bookwalter гибкое (Malleable)	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Зеркала Bookwalter гибкие (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Зеркало Bookwalter Harrington	1" × 5 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ " (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Деревянный кейс для хранения	Защитный футляр с ложементами

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Bookwalter Retractor представляет собой стационарную самоудерживающуюся систему. Вместо использования ассистентов для удержания зеркал, система крепится к операционному столу и фиксирует каждое зеркало в заданном положении, обеспечивая стабильный обзор и доступ к операционному полю без участия рук при таких вмешательствах, как нефрэктомия, простатэктомия и лапаротомия.

Монтажная рама состоит из стойки Bookwalter 12" (30.5 cm), горизонтальной штанги, соединителя и гибкой горизонтальной штанги диаметром 1" (2.5 cm). Данная сборка поддерживает среднее овальное кольцо размером 10¹/₂" × 14¹/₂" (26.7 × 36.8 cm) и среднее сегментированное кольцо размером 10¹/₂" × 19" (26.7 × 48.3 cm), что позволяет расположить раму над разрезом и адаптировать её под рабочую зону.

Два стандартных фиксированных зажима и пять многопозиционных поворотных зажимов крепятся к кольцу и удерживают каждое зеркало на выбранной глубине и под нужным углом. Входящий в комплект набор зеркал включает два зеркала Balfour, четыре зеркала Kelly длиной 3", 4", 5" и 6", три гибких зеркала и одно зеркало Harrington, что позволяет адаптировать доступ к глубине и форме разреза.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали. Система Bookwalter Retractor является полностью новой, многоразовой и пригодной для автоклавирования. Поставляется нестерильной — перед использованием обязательна очистка и стерилизация в соответствии с протоколами медучреждения. Компоненты размещены в специализированном перфорированном деревянном кейсе для организованного хранения. Retractor Maker производит систему в Сиалкоте, Пакистан, и поставляет её напрямую больницам и дистрибьюторам. Минимальный заказ — один полный комплект. Система Bookwalter Retractor изготавливается и проверяется непосредственно Retractor Maker.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest