



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Custom Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Custom Bookwalter Retractor

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
構成により異なる	マウント用ハードウェア（選択可能オプション）	標準フィールドポスト（12"、18"）、トップマウント型 StrongArm PLUSホルダー、ヘビーデューティー・レールクランプ、ポストカプラー、水平バー、水平フレックスバー、延長バー
構成により異なる	リングフレーム（選択可能オプション）	ソリッド・オーバルリング、ソリッド・ラウンドリング、セグメント・オーバルリング、セグメント・ラウンドリング、半円セグメント、ストレートリング・セグメント（4"、6"、8"）、ノッチ付き会陰リング
構成により異なる	ラチェット機構（選択可能オプション）	標準非傾斜型ラチェット、マルチアングル傾斜型ラチェット、ツイストラチェット、ラチェットエクステンダー、ロープロファイル・ロック機構
構成により異なる	硬性および可塑性ブレード（選択可能オプション）	Kelly、Balfour、Harrington、Deaver、可塑性（マリアブル）、Richardson、Meyerdling、Gelpi、膈壁側方/後方用、腎Wylieおよび直腸用ブレード、ディーブ・レイク・クロウ
構成により異なる	保管およびパッケージング（選択可能オプション）	有孔滅菌ボックス、カスタマイズされたトレイインサート、保護輸送コンテナ、OEMプライベートラベルパッケージ

製品詳細

Custom Bookwalter Retractorは、お客様の外科的専門分野、優先コンポーネント、および手技上の要件に従って製造される、完全に構成可能なテーブル固定式自動開創器システムです。固定セットではなく、お客様と共に仕様を決定します。マウント用ハードウェア、リングフレームのスタイル、ラチェット機構、硬性および可塑性ブレード、そして保管またはパッケージング形式を選択いただけます。

重要：コンポーネントリストに記載されているカテゴリは、選択可能なオプションです。これらすべてが2,999ドルの参照価格に含まれているわけではありません。セットの正確な内容と最終価格は、構成の合意後、見積り時に書面で確定されます。

利用可能なマウント用ハードウェアには、標準の12"および18"フィールドポスト、トップマウント型StrongArm PLUSホルダー、ヘビーデューティー・レールクランプ、ポストカブラー、水平バー、水平フレックスバー、および延長バーが含まれます。リングフレームは、ソリッドまたはセグメント、オーバルまたはラウンドから選択でき、半円セグメント、4"、6"、8"のストレートセグメント、およびノッチ付き会陰リングが含まれます。ラチェットのオプションは、標準の非傾斜型、マルチアングル傾斜型、ツイストラチェット、ラチェットエクステンダー、およびロープロファイル・ロック機構をカバーしています。ブレードのオプションには、Kelly、Balfour、Harrington、Deaver、可塑性（マリアブル）、Richardson、Meyerding、Gelpi、膣壁側方および後方用、腎Wylieおよび直腸用ブレード、さらにディープ・レイク・クロウが含まれます。

すべてのコンポーネントは、非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。セットは非滅菌状態で供給され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。使用前に、貴施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。

保管オプションには、有孔滅菌ボックス、カスタマイズされたトレイインサート、保護輸送コンテナ、およびOEMプライベートラベルパッケージが含まれます。

Retractor Makerは、パキスタン、Sialkot 51310、Roras RoadのSardar Saleem Medident Hospital近隣にある自社施設で、カスタムBookwalterスタイルのセットを直接製造しています。

Retractor Makerは、病院、代理店、および医療サプライヤー向けにCustom Bookwalter Retractorを製造・供給しています。Custom Bookwalter Retractorは、Retractor Makerによって直接製造、検査、および供給されます。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest