



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation,  
Cabo Duplo

**CERTIFIED & APPROVED**

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Afastador Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation, Cabo Duplo

**SKU** RM-TFOBARDH-1

**\$259 USD**

## TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO                                                                                                                                        | SKU / DETALHES  | PREÇO (USD) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Sem Fonte de Luz — 13 tamanhos selecionáveis (Com/Sem Dentes) — Adaptador universal para cabo de fibra óptica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)                | RM-TFOBARDH-1-1 | \$259       |
| Com Fonte de LED Sem Fio — 13 tamanhos selecionáveis (Com/Sem Dentes) — Unidade de luz LED sem fio operada por bateria (pilha AA, esterilizável a gás) | RM-TFOBARDH-1-2 | \$335       |

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation, Cabo Duplo é um afastador cirúrgico estético avançado e iluminado, projetado especificamente para fornecer contra-tração manual superior e iluminação óptica sem sombras durante procedimentos reconstrutivos complexos de mama. Projetado com uma configuração ergonômica de cabo duplo, este instrumento permite que os assistentes apliquem alavancagem de tração sustentada com as duas mãos em músculos peitorais densos, eliminando a fadiga em uma só mão durante longas disseções de loja.

Construído para minimizar o cansaço do usuário durante longas sessões em centro cirúrgico, este modelo do Afastador Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation, Cabo Duplo apresenta uma matriz de tamanhos altamente personalizável em 13 dimensões de lâmina exclusivas: 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36 e 220×27 mm. Fabricado artesanalmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre uma lâmina Com Dentes para evitar o deslizamento em tecidos fibrosos ou uma configuração Sem Dentes (Ponta Lisa) para manipulação atraumática. O pacote da fonte de luz oferece duas opções: Sem Fonte de Luz (\$259)

para cabos de fibra óptica existentes, ou Com Fonte de Luz LED Sem Fio Reutilizável (\$335), que é esterilizável a gás, funciona com pilhas AA e fornece uma excelente luz branca brilhante.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation, Cabo Duplo para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo clareza óptica incomparável, rigidez mecânica e durabilidade completa em autoclave para centros de cirurgia plástica e estética em todo o mundo.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest