



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de tejidos blandos Kolbel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de tejidos blandos Kolbel

SKU RM-KSTR-8IN-1

\$119 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de tejidos blandos Kolbel	Dimensiones / Detalles: Longitud total de 8" (20.32 cm), hoja curva con puntas romas · Cantidad incluida: 1	\$119
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$119

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de tejidos blandos Kolbel es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático y seguro de los músculos y la cápsula durante la artroplastia de hombro y la cirugía reconstructiva articular. Diseñado para navegar con fluidez por espacios anatómicos difíciles, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos retraer el músculo deltoides, el tendón conjunto y la cápsula anterior sin desgarrar los márgenes del tejido ni comprimir el nervio axilar.

Construido para un manejo de precisión, esta configuración específica del separador de tejidos blandos Kolbel presenta una longitud total de herramienta de 8 pulgadas (20.32 cm, \$119). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría estructural de sus puntas incorpora una disposición de hoja curva con dientes romos para minimizar el traumatismo tisular local. El vástago curvo aleja las manos del asistente de la línea articular de forma segura, mientras que el mango ergonómico proporciona una palanca manual sin fatiga durante procedimientos prolongados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador de tejidos blandos Kolbel para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de reconstrucción de hombro, medicina deportiva y traumatología ortopédica en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y total fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest