



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ротовой крючок (ретрактор) Hajek

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ротовой крючок (ретрактор) Hajek

SKU RM-HCR-175-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Hajek Cheek Retractor	Общая длина 17.5 см, атравматичное лезвие, эргономичная рукоятка — 1	\$24
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ротовой крючок Hajek Cheek Retractor является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения щек, губ и слизистой оболочки полости рта при стоматологических, альвеолярных и ортогнатических операциях. Профиль лезвия защищает мягкие ткани от случайного контакта с хирургическими дрелями и борами, сохраняя широкий обзор зубного ряда и челюстей.

Данная конфигурация Hajek Cheek Retractor длиной 17.5 см (\$24) обладает малым весом 0.080 kg, что значительно снижает утомляемость рук хирурга. Рабочая часть имеет гладкую атравматичную форму, которая равномерно распределяет давление на ткани щек, предотвращая локальную ишемию или разрывы слизистой. Эргономичная рукоятка Comfort-Grip обеспечивает ассистенту надежный нескользящий захват во время длительных манипуляций.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, инструмент от Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам. Он обладает высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и полностью пригоден для многократного автоклавирования в условиях стоматологических и челюстно-лицевых клиник.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest