



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

大腿骨頸部前方・前内側縁開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



大腿骨頸部前方・前内側縁開創器

SKU RM-AFNAR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
大腿骨頸部前方・前内側縁開創器	15" (37.46 cm) 全長、カーブブレード、六角形ハンドル	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

大腿骨頸部前方・前内側縁開創器は、人工股関節全置換術中に大腿骨頸部前方および臼蓋前内側縁を術野に展開するために特別に設計された、堅牢な整形外科用手術器具です。近位大腿骨に適合する解剖学的湾曲を備えたこの器具は、外科助手が軟部組織を大腿骨頭および頸部から遠ざけながら、安定したテコ作用を維持することを可能にします。

骨盤および股関節の深部手術用に設計されたこの大腿骨頸部前方・前内側縁開創器は、15" (37.46 cm) のロングブレード仕様により、助手の術者の術野を妨げない位置で保持できます。湾曲し角度のついた遠位ブレードは、隣接する神経血管束を損傷することなく、前内側骨稜に確実に密着するように輪郭形成されています。特殊な六角形ハンドルは、滑りにくい回転制御と最適なグリップ安定性を保証し、長時間の開創操作における手の疲労を軽減します。

光の反射を抑えたサテン仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製の大腿骨頸部前方・前内側縁開創器は、整形外科特有の強いトルクや繰り返しの高圧蒸気滅菌に耐え、関節再建チームに長期的な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest