



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs フェイスリフト ト（除皺術）開創器

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器	全長 8" (20.3 cm)、5.2 cm 窓あきブレード	\$79
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器は、顔面若返り術において広範囲かつ愛護的な軟部組織の牽引を提供するために設計された、国際的に評価の高い美容外科用器具です。5.2 cm 幅のワイドブレードにより牽引力を皮弁およびSMASフラップ全体に均一に分散させ、広範囲の剥離時における組織の窪み、虚血、または端の裂けを防止します。

優れた手術操作性を追求したこの Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器モデルは、全長 8 インチ (20.3 cm) で設計されています。ブレードには独自の窓あき構造（フェネストレーション）が統合されており、全体の重量を軽減すると同時に、執刀医がブレード越しに下層の組織面を視認することを可能にします。緩やかにカーブした遠位リップは皮弁の下に確実に固定され、長時間の剥離操作においても安定したカウンター・トラクションを提供し、助手の疲労を最小限に抑えます。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker 製 Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器は、厳格な臨床許容誤差に基づいて製造されており、高い耐食性、快適なハンドリング、そして形成・美容外科センターにおける完全なオートクレーブ耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest